

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	צנתורים
תאריך:	08/12/2013

קרן מחקרים _____

X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
CATHETER SINGLE USE+SENSOR---AC00050	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

X טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אמי טכנולוגיות
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	1012
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	₪ 250000
תקופת ההתקשרות	

Amit Segev, MD, FESC
Deputy Director, Heart Institute
Director, Cardiac Catheterization Services
The Chaim Sheba Medical Center
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
52621 Tel-Hashomer, Israel



FAX: +972-3-5303190 +972-3-5302683 : ☎
Emails: amit.segev@sheba.health.gov.il
amitse@yahoo.com
Mobile: +972-52-6667581

ד"ר עמית שגב
ס.מנהל מכון הלב
מנהל שרות הצנתורים
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
אוניברסיטת תל-אביב
תל השומר 52621

8 דצמבר, 2013

לכבוד
וועדת מכרזים – מרכז רפואי ע"ש שיבא

הגדון: קטטר מסוג RENAL GUARD

צנתורים כליליים, בעיקר התערבותיים, הכרוכים בשימוש בחומך ניגוד עלולים להחמיר תפקוד כליות בקרב חולים עם תפקוד כלייתי לקוי בבסיס עד כדי צורך בדיאליזה זמנית או קבועה. לאחרונה מבוצעות השתלות מסתמים בקרב חולים קשישים עם אי ספיקת כליות כרונית. השתלות אלו נעשות בחדר צנתורים ובחדר ניתוח היברידי וכרוכות לעתים במתן רב של חומר ניגוד. ניתוחי לב פתוח, גם ללא הזרקת חומר ניגוד, גורר בחולים מסוימים להחרפה בתפקוד הכליות.

עד היום, אופן המניעה של נזק כלייתי לאחר צנתורים הינו מתן הידרציה במשך מס' שעות טרם הפעולה ובמשך מס' שעות לאחריה. טיפול מניעתי זה מונע חלק מהנזק הכלייתי ובחולים מסוימים.

לאחרונה נכנסה לשימוש מערכת RENAL GUARD המבוססת על עיקרון של הידרציה מאסיבית תוך כדי הפעולה. העיקרון הינו מתן נוזלים דרך הוריד ע"פ חישוב מדויק של תפוקת השתן. במס' מחקרים הודגמה יעילות במניעת נזק כלייתי מעבר לשימוש בהידרציה בלבד טרם הפעולה.


יחידת הצנתורים והמח' לניתוחי לב מבקשים להשתמש במע' זו בחולים עם סיכון גבוה העוברים פעולות התערבותיות בחדר צנתורים או בחדר ניתוח עם וללא חומר ניגוד.

המערכת מיוצרת ומשווקת באופן בלעדי ע"י חברת אמי טכנולוגיות. אין בשוק מע' דומה.

נודה על אישור רכישת המכשיר + קטטרים מתכלים ללא צורך במכרז עקב היות אמי טכנולוגיות ספק יחיד בנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר עמית שגב


ד"ר עמית שגב
מומחה בקרדיולוגיה ורפואה כנימית
מ.ר. 26328
ס.מנהל מכון הלב ומנהל שרות צנתורים
מרכז רפואי שיבא, תל השומר