

28/12/23

לכבוד

ועד המכרזים

הנדון: סט אפידורל

בשימוש חדרי לידה ישנו סט אפידורל לצורך הרדמה מקומית באזור עמוד השדרה במהלך לידה.

ייחודיותו של סט זה בא לידי ביטוי בכל מרכיביו:

- פילטר אנטי בקטריאלי לסינון חיידקים - 0.2 מיקרון
- כנפיים לאחיזה נוחה של המחט:
 - מגרעת המכווינה את כיוון הכנסת הכנפיים
 - הכנפיים יכולות להתלבש על המחט רק מכיוון אחד על מנת לוודא שכיוון מחט Touhy ממוקם נכון
- קטטר להחזרת חומר הרדמה:
 - הקטטר רך בקצה וניתן למתיחה ללא קריעה. בזמן הוצאת הקטטר קרו מקרים בבתי חולים אחרים שבהם הקטטר נקרע בזמן הוצאתו.
 - סימון בצבע של קצה הקטטר להבטחת הוצאת כל הקטטר מהילדת.
 - שנתות ברורות על הקטטר המציינות את אורך הקטטר שהוכנס ליולדת.
 - Multi-Orifice – חורים בקצה הקטטר המאפשרים פיזור של חומר ההרדמה לסיוע במניעת טראומה ליולדת
 - קצה הקטטר אטום
 - אורך קטטר – 91.5 ס"מ
- מחט:
 - אורך – 80 ס"מ
 - 18G
 - המחט צריכה לחדור בקלות את העור
 - שנתות ברורות על המחט המציינות את אורך המחט שהוכנס ליולדת.
 - Touhy – קצה המחט בהטיה בכדי למנוע קריעה של הקטטר במידה והוא נשלף אחורנית לתוך המחט.
- מזרק ML 10 איכותי
- מוליך להחדרת הקטטר.
- צינורית אטומה נשלפת בתוך המחט המונעת סתימות בזמן החזרת המחט.
- מדבקה המסמנת את כניסת הקטטר מסוג אפידורל בכדי להבדיל מעירוי.
- קליפ המקבע את הקטטר לסט עירוי. על הקליפ לנעול היטב את הקטטר למניעת שליפה לא רצויה.

סט זה משווק ומסופק ע"י חברת עמוס גזית.
בנוסף, ישנו ניסיון של שנים ארוכות של איכילוב עם סט זה ומומלץ ע"י רוב הגורמים המקצועיים.
מהידע הנצבר בחדרי לידה במשך שנים רבות, זה הציוד הנדרש לצוות הרפואי,
והינו המתאים ביותר לשימוש בפעולות הספציפיות.
למיטב ידיעתי רק לחברת עמוס גזית יש סט שעונה על כל הדרישות הנ"ל,
לפיכך אבקש לאשר את עמוס גזית כספק יחיד לציוד זה.

בברכה

פרופ' קניאל'ן ו"טיאל

מנהלת היחידה להרדמה מ"לדוטית

מ"מ קהילין וניסגד
טח' הרדמה ופ.ג.
מ.ר. 29792