

## נושא: מחטי ביופסיה אברי בטן פרנכימטיים וקשרי לימפה

באגף הדימות ישנן התמחויות שונות ומבצעים ביופסיות מאיברים שונים, לגוף האדם יש רקמות שונות באזורים שונים ובהתאם לכך, בוחר הרופא במחט שהכי מיטבית עבור המטופל, המחט אשר מאפשרת לקבל גליל של רקמה הנותן מספיק חומר לפתולוגיה.

מצורף הסבר מפורט לגבי סוגי המחט אשר בשימוש לביופסיות כבד/כליה/אומנטום/בלוטות לימפה שמבוצעות על ידי רופאי היחידה:

### מחטים מסוג ARGON

1. מחטים אלו בעלות קפיץ חזק יותר הדרוש לביצוע ביופסיות מקשרי לימפה לצורך קבלת חומר בכמות אבחנתית. במקרים רבים גושים ברקמת הכבד וכליות בעלי קשיחות מסויימת נדגמים על ידי מחט זו.
2. מחטים קוטר 14 ו-16 gauge באורכים של 9 ו-15 ס"מ. מחטים אלו בעלות קפיץ חזק יותר הדרוש לביצוע ביופסיות מתהליכים קשיחים או כשנתיב הביופסיה עובר דרך רקמות קשיחות.

בברכה,

ד"ר סופיה ברנס

נייד: 052-4262085

[sophie@tlvmc.gov.il](mailto:sophie@tlvmc.gov.il)

המרכז הרפואי תל-אביב

ע"ש סולצ'יקי

רפואה חובילה ואנושיה

